



BEURER PC-100 DETECTOR POSTURAL

Con el detector postural podrás **prevenir dolores de espalda**. Hoy en día estamos sentados en la oficina durante muchas horas lo que al final afecta a tu postura. Gracias a este aparato podrás evitar lesiones y dolores musculares. **Solo tendrás que coger el clip, pinzarlo en la ropa y encender la App**. Esta aplicación evaluará como mejorar tu postura en la silla y en el caso de estar sentado durante demasiado tiempo te avisará por medio de una **suave vibración**.

- **Beurer Connect – 8sense.**
- **Para una correcta posición de la espalda.**
- Fácil de colocar en la ropa.
- Señal de vibración suave después de estar sentado en una posición durante demasiado tiempo.
- Recomendado por fisioterapeutas y médicos.
- Retroalimentación en tiempo real.
- Espacio de memoria 14 días.
- La aplicación "8sense" lo hace conveniente y fácil de usar.
- Batería de iones de litio.

DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Barras: 4211125639501

Unidades de Embalaje: 8

Medidas producto (An-Al-Pr): 6,00 X 7,20 X 2,50 cm

Peso neto producto: 0,014 Kg





INICIO



Descargar la aplicación
8sense app



Conectar con la aplicación
8sense app



Colocar el detector postural (pinza)
en el centro del cuello la camisa.



CONEXIÓN



Innovadora conexión entre el Smartphone y el detector postural - realizar un seguimiento de tus medidas tanto en el hogar como en movimiento. Se puede sincronizar con tu móvil fácilmente via Bluetooth®



Syncs with
• iOS ≥ 10.0
• Android™ ≥ 5.0
• Bluetooth® ≥ 4.0



Lista de móviles compatibles